

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou1F1 Pour Wb Et Elisa - P28069

Numéro d'article: CM0024466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine POU1F1 (PIT1/GHF-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le développement hypophysaire et les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-POU1F1
Remarques/Alias	PIT1 ; CPHD1 ; GHF-1 ; Pit-1 ; POU1F1a ; POU1F1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5449
GeneID	5449
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-273 de la POU1F1 humaine (NP_000297.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28069
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace