

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou1F1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Numéro d'article: CM0023812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre POU1F1 (PIT1/GHF-1), adapté pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Détecte POU1F1 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription spécifique de l'hypophyse impliqué dans la régulation de l'hormone de croissance et de la prolactine. Idéal pour la recherche sur le développement hypophysaire et l'endocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	POU1F1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5449
Identifiant de gène	5449
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28069
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace