

Anticorps Polyclonal Anti-Pou2Af1 Pour Wb Et Elisa - Q16633

Numéro d'article: CM0029176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre POU2AF1, un coactivateur transcriptionnel spécifique des cellules B essentiel à la formation des centres germinatifs. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU2AF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5450
ID de gène	5450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-256 de POU2AF1 humaine (NP_006226.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16633
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace