

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou2F2 (Oct2) Pour Wb Et Elisa - P09086

Numéro d'article: CM0021055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre POU2F2 humain (OCT2, OTF2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur les facteurs de transcription et la régulation des lymphocytes B et des immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU2F2 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	OCT2 ; OTF2 ; Oct-2 ; POU2F2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5452
GeneID	5452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 400 et 479 de POU2F2 humain (NP_001193954.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09086
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Sac de glace