


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou2F3 Pour Wb, Elisa - Q9UKi9

Numéro d'article: CM0013788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la POU2F3 humaine (Oct-11), adapté pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Cible un facteur de transcription impliqué dans la différenciation des kératinocytes et la fonction des cellules touffues. Idéal pour la recherche en immunologie dermatologique et muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU2F3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25833
Identifiant du gène	25833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la POU2F3 humaine (NP_055167.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UKI9
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace