

Anticorps Polyclonal Anti-Pou3F1 Pour Wb, Elisa - Q03052

Numéro d'article: CM0022417

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin POU3F1 ciblant le facteur de transcription humain OCT6/SCIP. Validé pour les applications de Western blot et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU3F1 Lapin pAb
Remarques/Alias	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5453
ID du gène	5453
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de POU3F1 humain (NP_002690.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q03052
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace