

Anticorps Polyclonal Anti-Pou3F2 Pour Wb, Elisa - P20265

Numéro d'article: CM0023329



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre le facteur de transcription humain POU3F2 (BRN2, OCT7). Validé pour Western blot et ELISA ; cible la lignée neuroectodermique. Idéal pour les études de différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU3F2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5454
Identifiant du gène	5454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 68 de la protéine POU3F2 humaine (NP_005595.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P20265
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sachet de glace