

## Anticorps Polyclonal Anti-Pou3F4 Pour Wb Et Elisa - P49335

Numéro d'article: CM0019362

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le POU3F4 humain (BRN-4), validé pour WB et ELISA. Détecte le POU3F4 humain, souris et rat. Convient pour la recherche en neurosciences et les études sur les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | POU3F4 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias     | BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4                                                                |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de Gène (Humain) | 5456                                                                                                                         |
| ID de Gène          | 5456                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du POU3F4 humain (NP_000298.3). |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS               | P49335                                                                                                                       |
| Poids Protéique     | 39kDa                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |