

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou4F1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01851

Numéro d'article: CM0023253

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine POU4F1 (BRN3A) humaine, réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les études sur la différenciation neuronale, l'apoptose et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU4F1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5457
ID du gène	5457
Immunogène	Protéine recombinante ; un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine POU4F1 humaine (NP_006228.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01851
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace