

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou4F2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12837

Numéro d'article: CM0024460

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine POU4F2 (BRN3B) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la différenciation des cellules ganglionnaires rétiniennes et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POU4F2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRN3B ; BRN3.2 ; Brn-3b ; POU4F2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5458
GeneID	5458
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la POU4F2 humaine (NP_004566.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12837
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace