

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou6F1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

Numéro d'article: CM0028473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le POU6F1 humain (BRN5, MPOU, TCFB1). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et en régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POU6F1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5463
GeneID	5463
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-301 du POU6F1 humain (NP_002693.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14863
Poids de la Protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace