

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp1 Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Numéro d'article: CM0013083

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PP1 bêta humain (PPP1CB) pour applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 37 kDa. Validé pour les études sur le cycle cellulaire, le métabolisme du glycogène et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PP1 bêta
Remarques/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 bêta
Espèce	Humain
GeneID	5500
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 227-327 de PP1 bêta humain (NP_002700.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62140
Poids protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace