

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp1 Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Numéro d'article: CM0012829

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PP1 bêta humaine (PPP1CB) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la division cellulaire, le métabolisme du glycogène et la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP1 bêta Lapin pAb
Remarques/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 bêta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5500
GeneID	5500
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 227-327 de la PP1 bêta humaine (NP_002700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62140
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace