

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30153

Numéro d'article: CM0029476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A humain, une sous-unité d'échafaudage de la protéine phosphatase 2A. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A Lapin pAb
Remarques/Alias	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5518
ID de gène	5518
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de PP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A humain (NP_055040.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30153
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace