


Anticorps Polyclonal Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B Pour Wb, Elisa - P30154

Numéro d'article: CM0021567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité échafaudage PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humaine de la protéine phosphatase 2A. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Convient pour l'étude de la signalisation PP2A, de la régulation du cycle cellulaire et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B pAb de lapin
Remarques/Alias	PPP2R1B ; PP2A-A β ; PR65B ; sous-unité échafaudage A β de la protéine phosphatase 2 ; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5519
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 502-601 de PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humain (NP_002707.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P30154
Poids moléculaire de la protéine	52kDa/61kDa/66kDa/73kDa
Expédition	Sac de glace