

Anticorps Monoclonal Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Pour Wb, Elisa - P63151

Numéro d'article: CM0007200



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A humain validé pour WB et ELISA. Reconnaît une protéine de 52kDa, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études du cycle cellulaire et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Remarques/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5520
GeneID	5520
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 94 et 194 de la protéine PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A humaine (NP_002708.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P63151
Poids moléculaire de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace