


Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Pab De Lapin - P63151

Numéro d'article: CM0014540



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A (PPP2R2A) humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Remarques / Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5520
GeneID	5520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A humain (NP_002708.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63151
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace