

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

Numéro d'article: CM0020376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire et les phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Lapin pAb
Remarques/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5520
ID de Gène	5520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-447 de PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humain (NP_002708.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63151
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace