


Anticorps Polyclonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14738

Numéro d'article: CM0023533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PP2A-B56δ (PPP2R5D) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la sous-unité régulatrice de la protéine phosphatase 2A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D Rabbit pAb
Remarques / Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5528
GeneID	5528
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14738
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace