


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

Numéro d'article: CM0003335



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PP2A-B566 (PPP2R5D) humaine. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA ; réaction croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Immunogène recombinant (acides aminés 480-602), 70 kDa. Pour utilisation à des fins de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-B566/PR616/PPP2R5D mAb de lapin
Remarques / Alias	B56D ; MRD35 ; B56delta ; PP2A-B566/PR616/PPP2R5D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5528
GeneID	5528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-602 de la PPP2R5D humaine (NP_006236.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14738
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace