


Anticorps Polyclonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Pour Wb, Elisa - Q16537

Numéro d'article: CM0020332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PP2A-B56Δ/PR61Δ humain (PPP2R5E), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les études de signalisation phospho et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-B56Δ/PR61Δ/PPP2R5E pAb de lapin
Remarques/Alias	B56E ; B56epsilon ; PP2A-B56Δ/PR61Δ/PPP2R5E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5529
GeneID	5529
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q16537
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace