


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp2A-B56Γ/Pr61Γ/Ppp2R5C Pour Wb, Elisa - Q13362

Numéro d'article: CM0025011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN, de la signalisation ERK et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C Rabbit pAb
Remarques/Alias	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5527
GeneID	5527
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C humain (NP_848702.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13362
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace