

Anticorps Polyclonal Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B Pour Wb Et Elisa - Q15173

Numéro d'article: CM0021558

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B humain, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de PP2A, de la signalisation d'AKT1 et des phosphatases cytoplasmiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B pAb de lapin
Remarques/alias	B56B ; PR61B ; B56beta ; PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5526
GeneID	5526
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 497 de PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B humain (NP_006235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q15173
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac réfrigérant