


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp2A Catalytique A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

Numéro d'article: CM0028885



Introduction

Le pAb de lapin anti-PP2A Catalytique α (P67775) est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PP2A, de la régulation du cycle cellulaire et du contrôle de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A Catalytique α Rabbit pAb
Remarques / Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalytic α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5515
GeneID	5515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 de la PP2A Catalytique α humaine (NP_002706.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67775
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sachet de glace