

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pp2A Catalytique B (Ppp2Cb) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62714

Numéro d'article: CM0025020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité catalytique bêta de la PP2A humaine (PPP2CB). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PP2A et des complexes STRIPAK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PP2A Catalytique β Lapin pAb
Remarques/Alias	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalytique β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5516
GeneID	5516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 de la PP2A Catalytique β humaine (NP_001009552.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62714
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace