


Anticorps Polyclonal Anti-Ppa1 Pour Wb, Elisa - Q15181

Numéro d'article: CM0018362



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la PPA1 humaine (pyrophosphatase inorganique). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des phosphates et les voies de signalisation JNK dans la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PP ; PP1 ; IOPPP ; HEL-S-66p ; SID6-8061 ; PPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5464
GeneID	5464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la PPA1 humaine (NP_066952.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15181
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace