


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppan Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nq55

Numéro d'article: CM0029719



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PPAN humain (Homologue du suppresseur de SWI4 1, protéine contenant le domaine Brix 3). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la croissance cellulaire et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPAN Lapin pAb
Remarques/Alias	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	56342
ID de gène	56342
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du PPAN humain (NP_064615.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQ55
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace