

Anticorps Polyclonal Anti-Ppap2A Pour Wb, Elisa - O14494

Numéro d'article: CM0030161



Introduction

Le pAc Lapin PPAP2A cible la phospholipide phosphatase 1 humaine (LPP1/PAP2a). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des phosphates lipidiques et les phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin PPAP2A
Remarques/Alias	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8611
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PPAP2A humain (NP_003702.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14494
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace