

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppap2B Pour Wb, Elisa - O14495

Numéro d'article: CM0020714

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPAP2B/PLPP3 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la lipide phosphate phosphatase dans la biologie vasculaire et la transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPAP2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8613
GeneID	8613
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14495
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace