

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppara Pour Wb - Q07869

Numéro d'article: CM0019605



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PPARA humain, validé pour le Western blot. Réagit également avec la souris. Outil essentiel pour la recherche sur le métabolisme lipidique et les récepteurs nucléaires impliquant PPAR $\alpha$ .

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PPARA pAb de lapin                                                                                                            |
| Remarques/Alias      | PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA                                                                                          |
| Espèce               | Homme                                                                                                                         |
| ID du gène           | 5465                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 201 et 300 du PPARA humain (NP_001001928.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB                                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                        |
| SWISS                | Q07869                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 52 kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |