


Anticorps Polyclonal Anti-Ppard Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Numéro d'article: CM0029820



Introduction

Anticorps PPARD polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur delta activé par les proliférateurs de peroxysomes impliqué dans le métabolisme énergétique et l'oxydation des acides gras. ~50kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPARD Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5467
GeneID	5467
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 102-361 du PPARD humain (NP_803184.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03181
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace