


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppard Pour Wb Et Elisa - Q03181

Numéro d'article: CM0026558



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPARD humain, validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Un outil essentiel pour les études sur le métabolisme et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPARD Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5467
GeneID	5467
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de PPARD humain (NP_006229.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q03181
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace