

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppary Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Numéro d'article: CM0013399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPAR γ validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible le récepteur nucléaire PPAR γ , un régulateur clé de l'adipogenèse, du métabolisme et de l'inflammation. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPAR γ Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5468
GeneID	5468
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du PPAR γ humain (NP_056953.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37231
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace