

Anticorps Polyclonal Anti-Ppat Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06203

Numéro d'article: CM0028408

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPAT pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le PPAT humain (glutamine PRPP amidotransférase), réagit de manière croisée avec la souris et le rat. ~57 kDa, idéal pour les études sur la biosynthèse des purines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPAT Lapin pAb
Remarques/Alias	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5471
GeneID	5471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du PPAT humain (NP_002694.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06203
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace