


Anticorps Polyclonal Anti-Ppbp Pour Wb, Elisa - P02775

Numéro d'article: CM0022871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPBP (CXCL7) de haute qualité, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine basique plaquettaire humaine et les variants de chimiokine. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'activation des leucocytes et l'antimicrobien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5473
GeneID	5473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-128 de la PPBP humaine (NP_002695.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02775
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sachet de glace