


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ppcs Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hab8

Numéro d'article: CM0002927



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le PPCS humain (ligase phosphopantothénate--cystéine), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Essentiel pour l'étude de la biosynthèse de la coenzyme A à partir de la vitamine B5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PPCS mAb Lapin
Remarques/Alias	CMD2C; PPCS
Espèce	Humain
GenelD (humain)	79717
GenelD	79717
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 212-311 du PPCS humain (Q9HAB8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HAB8
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace