

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppfibp1 Pour Wb, Elisa - Q86W92

Numéro d'article: CM0019425

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPFIBP1 humain (liprine-bêta-1) pour Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPFIBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L2 ; SGT2 ; hSGT2 ; hSgt2p ; NEDSMBA ; PPFIBP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8496
ID du gène	8496
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 846-1005 du PPFIBP1 humain (NP_003613.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86W92
Poids moléculaire de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace