


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pphln1 Pour Wb Et Elisa - Q8Ney8

Numéro d'article: CM0024552



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPHLN1 humain (Periphilin-1, CR, HSPC206, HSPC232). Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le complexe HUSH et le silenciage épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPHLN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-255 du PPHLN1 humain (NP_958846.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NEY8
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace