

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppia Pour Wb, Elisa - P62937

Numéro d'article: CM0016656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PPIA humaine (Cyclophiline A). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du repliement des protéines, de l'inflammation, de l'apoptose et des mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIA Rabbit pAb
Remarques/Alias	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5478
GeneID	5478
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-165 de la PPIA humaine (NP_066953.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62937
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace