

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppie Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Numéro d'article: CM0026161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPIE de haute qualité validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. La peptidyl-prolyl cis-trans isomérase E est impliquée dans l'épissage des pré-ARNm et l'isomérisation de la proline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIE Rabbit pAb
Remarques / Alias	CYP33, CYP-33, PPIE
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10450
GeneID	10450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-301 de la PPIE humaine (NP_006103.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNP9
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace