


Anticorps Polyclonal Anti-Ppif (Cyclophiline D) Pour Wb Et Elisa - P30405

Numéro d'article: CM0027246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPIF humain (Cyclophiline D), validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le pore de transition de perméabilité mitochondriale et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIF Lapin pAb
Remarques/Alias	CYP3, CypD, Cyp-M, Cyp-D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10105
GeneID	10105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-207 du PPIF humain (NP_005720.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30405
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace