


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppif Pour Wb Et Elisa - P30405

Numéro d'article: CM0030568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPIF humain (Cyclophiline D), adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine de la matrice mitochondriale impliquée dans la régulation du pore de transition de perméabilité et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PPIF
Remarques/Alias	CYP3 ; CypD ; CyP-M ; Cyp-D ; PPIF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10105
GeneID	10105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-207 du PPIF humain (NP_005720.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30405
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace