

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppl Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60437

Numéro d'article: CM0030154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la périplakine (PPL), validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'enveloppe cornifiée des kératinocytes et les desmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PPL Lapin pAb
Remarques/Alias	PPL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5494
GeneID	5494
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60437
Poids Protéique	205kDa
Expédition	Sac de glace