

Anticorps Monoclonal Anti-Ppm1A Pour Wb, Elisa - P35813

Numéro d'article: CM0002212



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-PPM1A validé pour WB et ELISA, cible PPM1A/PP2C-alpha humaine, une phosphatase des voies TGF-beta et NF-kB. Convient pour la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PPM1A Lapin mAb
Remarques/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5494
GeneID	5494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-382 de PPM1A humaine (NP_066283.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P35813
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace