

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppm1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Numéro d'article: CM0025879



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPM1A pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte le PPM1A humain, souris et rat (PP2C α , 42 kDa). Idéal pour les études sur la signalisation TGF-bêta et NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPM1A Lapin pAb
Remarques/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5494
GeneID	5494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-370 du PPM1A humain (NP_005029.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35813
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace