

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ppm1E Pour Wb, Elisa - Q8Wy54

Numéro d'article: CM0009911

Introduction

Anticorps monoclonal ciblant la PPM1E humaine (POPX1/CaMKP-N) pour Western blot et ELISA. Validé pour la réactivité croisée avec l'espèce humaine. Utile pour les études sur la signalisation des kinases CaM, la déphosphorylation de PAK et la dégradation des fibres d'actine de stress. Masse moléculaire prédite : 84 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PPM1E lapin
Remarques / Alias	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	22843
GeneID	22843
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la PPM1E humaine (Q8WY54))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8WY54
Masse protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace