

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppm1J Pour Wb Et Elisa - Q5Jr12

Numéro d'article: CM0018296

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPM1J humain (PP2C-zêta) pour WB et ELISA. Validé avec un immunogène recombinant. Réagit de manière croisée avec la souris. UniProt Q5JR12. Idéal pour la recherche sur la protéine phosphatase 1J, une phosphatase Ser/Thr impliquée dans la signalisation cellulaire. Convient au Western blot et à l'ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPM1J Lapin pAb
Remarques/Alias	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
Espèce	Humain
GeneID	333926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-260 du PPM1J humain (NP_005158.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5JR12
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace