


Anticorps Polyclonal Anti-Ppme1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y570

Numéro d'article: CM0017148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PPME1 (PME-1), adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte la protéine phosphatase méthylestérase 1, un régulateur clé de la méthylation et de l'activité de la PP2A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PPME1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PME-1; ABDH19; PPME1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51400
GeneID	51400
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de PPME1 humaine (NP_057231.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y570
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace