

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ppp1Ca Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Numéro d'article: CM0006438



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la PPP1CA humaine (sous-unité catalytique alpha de PP1). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur les phosphatases impliquées dans le cycle cellulaire, la transcription et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PPP1CA
Remarques/Alias	PP1A ; PP-1A ; PPP1A ; PP1alpha ; PPP1CA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5499
GeneID	5499
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 230 et 330 de la PPP1CA humaine (NP_002699.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P62136
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace