

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1Ca Pour Wb - P62136

Numéro d'article: CM0016319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP1CA humain (PP1-alpha), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Pour les études sur la signalisation des phosphatases, le cycle cellulaire et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1CA Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5499
ID du gène	5499
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-330 de PPP1CA humain (NP_002699.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62136
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace